

ROYAL ECONOMY ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ

Διαθέσιμοι σε αρίθμηση όμοια με της 3M®* και της GAC®* για πρώτους και δευτέρους γομφίους με προδιαγραφές FDA Η.Π.Α. ΣΕ ΔΥΟ ΤΥΠΟΥΣ

A. Economy με λεία εσωτερική επιφάνεια και ανατομικό σχήμα
B. Supreme με μικροαδροποιημένη εσωτερική επιφάνεια και ανατομικό σχήμα. Οι δύο τύποι προσφέρονται με σωληνίσκο convertible ή non-convertible σε 018 & 022 slot, στις κάτωθι παραλλαγές:

1. μονό
 2. διπλό (με δύο slot για σύρμα)
 3. διπλό (με ένα slot για σύρμα και ένα για εξωστοματικό)
 4. τριπλό (με δύο slot για σύρμα και ένα για εξωστοματικό)
- Γλωσσικά σκέτοι, με cleat , ή με sheath.



Όροι παραγγελίας δακτυλίων:

Προσοχή οι δακτύλιοι δεν είναι προϊόν άμεσα διαθέσιμο. Παραγγελίες γίνονται το δεύτερο δεκαπενθήμερο κάθε μήνα και ο χρόνος παράδοσης είναι από 3-6 εβδομάδες. Οι παραγγελίες είναι δεσμευτικές και δεν ακυρώνονται. Σε περίπτωση μη παραλαβής των δακτυλίων ο πελάτης θα χρεώνεται κατ'ελάχιστον το 10% της τελικής τιμής του προϊόντος.

MORELLI BAND/TUBE COVER DETACHER

7501024
7501025


Εργαλείο αφαίρεσης του καλύμματος του slot των convertible σωληνίσκων και των δακτυλίων. Αφαιρώντας το κάλυμα του slot μετατρέπεται ο σωληνίσκος σε μπράκετ και μπορεί να τοποθετηθεί το σύρμα από το πλάϊ. Η λεπίδα αφαιρείται από το στέλεχος και αλλάζεται εύκολα.



Sheath w/h



Cleat



Sheath

ROYAL X-TREME BANDS σε X-TREME TIMH

Supreme δακτύλιοι με μικροαδροποιημένη εσωτερική επιφάνεια και ανατομικό σχήμα κατασκευασμένοι στην Κίνα. Οι δύο τύποι προσφέρονται με σωληνίσκο convertible ή non-convertible σε 018 & 022 slot, στις κάτωθι παραλλαγές: 1. μονό 2. διπλό (με δύο slot για σύρμα) 3. διπλό (με ένα slot για σύρμα και ένα για εξωστοματικό) 4. τριπλό (με δύο slot για σύρμα και ένα για εξωστοματικό) βεβαίως γλωσσικά σκέτοι, με cleat , ή με sheath.



2nd Molar Bands Introduction Kit 3M® Numbers

Kit for UR, UL, LR, LL with totally 300 pieces (Quantities listed per quadrant)

31	31+	32	32+	33	33+	34	34+	35	35+	36	36+	37	37+	38	38+	39	39+	40	40+	41	41+	42	42+	43	43+	44	44+	Quadrant Total
2	2	2	2	3	3	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	75

1st Molar Bands Introduction Kit for 3,40 3M® Numbers

Kit for UR, UL, LR, LL with totally 300 pieces (Quantities listed per quadrant)

28	28+	29	29+	30	30+	31	31+	32	32+	33	33+	34	34+	35	35+	36	36+	37	37+	38	38+	39	39+	40	40+	41	41+	Quadrant Total
2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	2	2	2	2	2	2	75

* GAC® NUMBERS

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



* Τα σήματα της 3M® και της GAC® είναι κατοχυρωμένα σήματα άλλων εταιρειών. Οι δακτύλιοι δεν είναι των εν λόγω εταιρειών, μόνο η αρίθμηση.

Cap Removing Plier
Αφαιρεί εύκολα ενδοστοματικά το κάλυμα του slot των convertible σωληνίσκων των δακτυλίων.
Code REMCAPPL



ROYAL COMFORT TUBES

TC

Νέοι "Ανετοί" αυτοκόλλητοι σωληνίσκοι Roth/MBT πρώτων και δεύτερων γομφίων. Οι νέοι αυτοί σωληνίσκοι έχουν διευρυμένη είσοδο για το σύρμα σε σχήμα που έχει το χωνί ώστε να μπαίνει πιο εύκολα το σύρμα. Σε τέσσερις τύπους. Μονοί (non convertible), μονοί με σχήμα bracket με πτερύγια για τοποθέτηση προσδέσεων και αποσπώμενο κάλυμμα του slot (convertible) για εύκολη τοποθέτηση του σύρματος και από τα πλάγια. Διπλοί με δύο υποδοχές για σύρμα, διπλοί με υποδοχή για τοποθέτηση εξωστοματικού & σύρματος & τριπλοί. Έχουν όλοι hook και βάση με πλέγμα σε 018 & 022 slot. Υπάρχουν οι ίδιοι σωληνίσκοι σε Weldable για συγκόλληση με ηλεκτροσυγκολλητήρα.



Buccal Tubes for 1st Molar (upper)		
	Torque	Offset
Upper		
Single		
Weidable	0°	10°
Bondable	0°	10°
Weidable	-14°	10°
Bondable	-14°	10°
Weidable (MBT)	-14°	10°
Bondable (MBT)	-14°	10°
Weidable	-14°	10°
Bondable	-14°	10°
Weidable (MBT)	-14°	10°
Bondable (MBT)	-14°	10°

	Torque	Offset
Upper		
Single		
Weidable	0°	4°
Bondable	0°	4°
Weidable	-25°	4°
Bondable	-25°	4°
Weidable (MBT)	-20°	0°
Bondable (MBT)	-20°	0°

2nd Molar		
Upper	Torque	Offset
Single		
Weidable	0°	10°
Bondable	0°	10°
Weidable	-14°	10°
Bondable	-14°	10°
Weidable (MBT)	-14°	10°
Bondable (MBT)	-14°	10°

Buccal Tubes for 1st Molar (Lower)		
Lower	Torque	Offset
Single		
Weidable	0°	4°
Bondable	0°	4°
Weidable	-25°	4°
Bondable	-25°	4°
Weidable (MBT)	-10°	0°
Bondable (MBT)	-10°	0°

Tubes for 1st Molar		
Upper	Torque	Offset
Double		
Weidable	0°	10°
Weidable	0°	10°
Single		
Weidable	0°	4°
Bondable (MBT)	-14°	10°

Double with 2 Rectangular slots		
Weidable	0°	10°
Weidable	-14°	10°

Triple w/ 0.45" occi (H.G. Tube)		
Weidable	0°	10°
Weidable	-14°	10°

Double (combination w/ 0.45" H.O Tube)		
Weidable	0°	10°
Bondable	0°	10°
Weidable	-14°	10°
Bondable	-14°	10°
Weidable (MBT)	-14°	10°

ROYAL TUBES T18-T22

Αυτοκόλλητοι σωληνίσκοι Roth πρώτων & δεύτερων γομφίων. Σε τέσσερις τύπους. Μονοί (non-convertible), μονοί με σχήμα bracket με πτερύγια για τοποθέτηση προσδέσεων και αποσπώμενο κάλυμμα του slot (convertible) για εύκολη τοποθέτηση του σύρματος και από τα πλάγια. Διπλοί με δύο υποδοχές για σύρμα, διπλοί με υποδοχή για τοποθέτηση εξωστοματικού & τριπλοί. Έχουν όλοι hook και βάση με πλέγμα σε 018 & 022 slot και διατίθενται σε σύστημα Roth ή MBT.

ROYAL X-TREME TUBES σε X-TREME TIMH T18XT - T22XT

Αυτοκόλλητοι σωληνίσκοι Roth πρώτων & δεύτερων γομφίων κατασκευασμένοι στην Κίνα. Σε τέσσερις τύπους. Μονοί (non-convertible), μονοί με σχήμα bracket με πτερύγια για τοποθέτηση προσδέσεων και αποσπώμενο κάλυμμα του slot (convertible) για εύκολη τοποθέτηση του σύρματος και από τα πλάγια. Διπλοί με δύο υποδοχές για σύρμα, διπλοί με υποδοχή για τοποθέτηση εξωστοματικού & τριπλοί. Έχουν όλοι hook και βάση με πλέγμα σε 018 & 022 slot και διατίθενται σε σύστημα Roth ή MBT.

