


## ROYAL FLEXI-ADJUSTABLE FACE MASK PFM

Πλήρως ρυθμιζόμενη μάσκα III<sup>ης</sup> τάξης κατά Angle. Είναι ελαφριά, με μαξιλάρια σε χρώματα : κίτρινο, φούξια, κόκκινο, πορτοκαλί, μπλε, πράσινο, μωβ και γκρι.




## ROYAL DELAIRE FACE MASK DELAIR

Πλήρως ρυθμιζόμενη μάσκα Delaire III<sup>ης</sup> τάξης κατά Angle. Είναι ελαφριά, με μαξιλάρια σε χρώμα γκρι.




## ROYAL FACEBOW UNIVERSAL HGSUNI

Εξωστοματικό τόξο χωρίς αγκύλες κλασικό. Εξωστοματικό τόξο χωρίς αγκύλες σε διάφορα χρώματα.



## ROYAL FACEBOW SHORT & LONG HGSSHO / HGSMED

Εξωστοματικό τόξο κοντό 38mm, μεσαίο 62mm και μακρύ 82 mm, με αγκύλες σε πέντε μεγέθη. Απόσταση από Ωμέγα σε Ωμέγα αγκύλη: 83, 90, 97, 104 & 111 mm.



## ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ HIGH-PULL HEAD

Πολύ αναπαιτικά μαξιλάρια κεφαλής σε χρώμα μπλε με μηχανισμό έλξης εξωστοματικού.



## ROYAL ΑΥΧΕΝΙΚΑ ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙΑ HEAD

Πολύ αναπαιτικά μαξιλάρια αυχένα σε χρώμα μπλε με μηχανισμούς έλξης εξωστοματικού.



ΘΗΚΕΣ ΕΞΩΣΤΟΜΑΤΙΚΩΝ

## ΜΗΧΑΝΙΜΟΣ ΕΛΞΗΣ ΕΞΩΣΤΟΜΑΤΙΚΟΥ 7042

Μηχανισμός έλξης εξωστοματικής ασφάλειας σε χρώμα λευκό και τρεις δυνάμεις 350, 500, και 750 γρ.



## HGPL

Θήκες πλαστικές σε διάφορα χρώματα.



## BIO-ART LUPE LENS

Μεγεθυντικά γυαλιά εργασίας με μαλακή ζώνη. Προσαρμόζονται εύκολα σε κάθε κεφάλι και είναι πολύ αναπαιτικά. Σε δύο τύπους με μεγέθυνση x 2,5 ή x 3,5 φορές.



## DENTSPLY GLENROE BONDING TRAYS BK

Πλαστικό με κάλυμμα. Υπάρχει σε διαφανές και σε μαύρο που δεν αφήνει το φως να περάσει.



## DENTSPLY GLENROE BONDING TRAYS BK

Θήκη για συγκράτηση των αγκίστρων με ή χωρίς θήκη για το Primer. Σε διάφορα χρώματα.



## MINI CONTACT STRIPSAW SAW

Σέγα κοπής/λείανσης όμορων επιφανειών. Η συσκευασία περιλαμβάνει 1 χειρολαβή, 1 σέγα κοπής & 1 ταινία λείανσης.



## DENTSPLY GLENROE ΤΑΙΝΙΕΣ STRIPPING / ΛΕΙΑΝΣΗΣ AS-S

Σε τρία μεγέθη 4, 6 & 8mm και δύο τύπους: Α. Αδρόκοκκες μονόπλευρα Β. Αδρόκοκκες αμφίπλευρα. Σε πακ. των 12 τμχ. Η ειδική εύχρηστη λαβή τεντώνει και συγκρατεί τις ταινίες.



DENTSPLY GLENROE ΚΟΥΤΙΑ  
ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  
DELUX RC

Μεσαίου μεγέθους 7,5cm (Π) x 5,5cm (Μ) x 3,7cm (Υ). Για 2 συγκρατητικά ή 1 λειτουργικό μηχάνημα σε ποικιλία χρωμάτων ή μεμονομένα χρώματα της επιλογής σας.



ROYAL ECONOMY ΚΟΥΤΙΑ  
ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  
1020070

Μεσαίου μεγέθους 6,3cm (Π) x 7,3cm (Μ) x 4,3cm (Τ). Για 2 συγκρατητικά ή 1 λειτουργικό μηχάνημα σε πακέτα των 10 τεμαχίων και στα εξής χρώματα κόκκινο, πράσινο νέον, κίτρινο, μαύρο, φούξια, πορτοκαλί, μπλε, μπλε νέον, μωβ.



DENTSPLY GLENROE PROTECTION  
WAX WB-TSMC

Πακέτο με 50 ατομικές συσκευασίες με προστατευτικό από κερί για ανακούφιση από τον ερεθισμό των μηχανημάτων ή των αγκίστρων.



DENTSPLY GLENROE PROTECTION  
SILICONE SBMC

Πακέτο με 50 ατομικές συσκευασίες με προστατευτικό από βιοσυμβατή ιατρική σιλκόνη για ανακούφιση από τον ερεθισμό των μηχανημάτων ή των αγκίστρων. Απόλυτα διάφανη προσκολλάται εύκολα στα άγκιστρα και μένει για πολύ χρόνο.



DENTSPLY GLENROE LIP GUARD  
LG

Ειδικό υλικό που όταν θερμανθεί σε ζεστό νερό γίνεται εύπλαστο και μόλις ψυχθεί ανακτά τις αρχικές του ιδιότητες. Είναι η ιδανική προστασία για μουσικούς και αθλητές γιατί μπορεί να το διαμορφώσει ο ίδιος ο ασθενής όταν το χρειάζεται. Επαναχρησιμοποιείται αρκετές φορές. Διατίθενται σε πακέτο των 10 τεμαχίων.



ROYAL FLEXI COVER  
FLEXCOV

Το καλύτερο προστατευτικό της αγοράς για τα χείλη. Χρησιμοποιείται με μεταλλικά και κεραμικά άγκιστρα, ιδανικό για χρήση από μουσικούς πνευστών και αθλητές. Διατίθεται σε συσκευασία των 2 τεμαχίων.



GLENROE TUFF GUARD  
TGP

Προστατευτικός αθλητικός νάρθηκας, ο οποίος προστατεύει αποτελεσματικά από τραυματισμούς, ενώ έχει ανοίγματα στο εμπρός μέρος για να μην εμποδίζει την αναπνοή.



DENTSPLY GLENROE CHEWIES  
ALIGNERS AC

Λαστιχένια τολύπια ιδανικά για την προσαρμογή των νάρθηκων στο σύστημα invisalign/clear aligner κλπ. Ο ασθενής δαγκώνει πάνω στα λαστιχένια τολύπια και βυθίζει σιγά σιγά το νάρθηκα στα δόντια μετακινώντας έτσι τα δόντια στην επιθυμητή θέση. Διατίθεται σε διάφορες γεύσεις όπως ανανάς, μέντα, τσιχλόφουσκα, σταφύλι ή και χωρίς γεύση (άσπρο). Σε πακέτο των 10 ζευγαριών.



DENTSPLY GLENROE RETAINER  
RETRIEVERS RR

Αφαιρούν εύκολα και αποτελεσματικά τους νάρθηκες. Διατίθενται σε χρώματα φούξια, μπλε, λευκό, πράσινο, πορτοκαλί και σε πακέτο των 10 τεμαχίων.

