


ROYAL LIGATURES SS SSL

Προσχηματισμένες συρμάτινες προσδέσεις από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι κοντές .010 διατίθενται σε πακέτο των 500 τεμαχίων. Οι μακριές .010, .012 & .014 διατίθενται σε πακέτο των 1000 τεμαχίων.




ROYAL WHITE COATED LIGATURES SS

Λευκές επικαλυμμένες προσχηματισμένες συρμάτινες προσδέσεις από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι κοντές .010 διατίθενται σε πακέτο των 100 τεμαχίων. Οι μακριές .012 διατίθενται σε πακέτο των 100 τεμαχίων.




ROYAL KOBAYASHI SS KO

Προσχηματισμένα Kobayashi από ανοξείδωτο ατσάλι. Τα κοντά .012 & .014 διατίθενται σε πακέτο των 100 τεμαχίων. Τα μακριά .012 & .014 διατίθενται σε πακέτο των 100 τεμαχίων.



ROYAL WHITE KOBAYASHI SS KOW

Προσχηματισμένα Kobayashi από ανοξείδωτο ατσάλι με λευκή επικάλυψη. Τα κοντά .012 & .014 διατίθενται σε πακέτο των 100 τεμαχίων. Τα μακριά .012 & .014 διατίθενται σε πακέτο των 100 τεμαχίων.



ROYAL NITI FLEXIBLE RETRACTION SPRING

Με εύκαμπτα «αυτάκια» RCL Ελατήριο NiTi για κλείσιμο διαστημάτων σε δυνάμεις .010 (medium) και .012 (heavy) και μήκος 6, 9, 12mm με άκρα εύκαμπτα που προσαρμόζονται από τον ορθοδοντικό. Σε συσκευασία των 10 τεμαχίων.




ROYAL NITI RETRACTION SPRING

Με σταθερά «αυτάκια» RCL Ελατήριο NiTi με άκρα από ανοξείδωτο ατσάλι για κλείσιμο διαστημάτων σε δυνάμεις .010 (medium) και .012 (heavy) και μήκος 9, 10, 14 & 16mm. Σε συσκευασία των 10 τεμαχίων.



ROYAL NITI OPEN COIL SPRINGS

Ελατήριο ανοικτό OC Tube .010x.030 medium, 010x036 medium Tube .012x030 heavy, 012x036 heavy



ROYAL MINI IMPLANT NITI RETRACTION SPRING RCLNAM

Ελατήριο NiTi με ένα κανονικό & ένα μεγάλο άκρο ειδικά φτιαγμένο για να τοποθετείται εύκολα σε ορθοδοντικά εμφυτεύματα. Ταιριάζει σε όλα τα ορθοδοντικά εμφυτεύματα, σε δυνάμεις medium & heavy. Σε συσκευασία των 10 τεμαχίων.



ROYAL MOLAR DISTALISING SPRING 120gr Moreli 3045001, 3045002, 3045003

Ελατήριο άνω μετακίνησης γομφίων. Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μηχανήματα NANCE και ασκεί δυνάμεις από 10 μέχρι 160gr. ανάλογα με το μέγεθος της ενεργοποίησης. Διατίθεται σε πακέτο των 2 ελατηρίων.



Royal: Upper DISTSPNTU
Royal: Lower DISTSPNTL


ROYAL DISTALISING SPRING DISTSPNT

Ελατήριο άνω μετακίνησης γομφίων διαμέτρου 0.0045 που ασκεί δυνάμεις 100gr/ μεσοδιάστημα. Διατίθεται σε Spool Καρούλι των 35cm.




ROYAL PALATAL BAR PALBAR

Υπερώιο τόξο από ελαστικό κράμα υψηλής αντοχής. Σε 9 μεγέθη 34, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 52 & 55mm. Πακέτο των 10 τεμαχίων.




MORELLI PALATAL BAR 3030

Υπερώιο τόξο από ελαστικό κράμα υψηλής αντοχής. Σε 10 μεγέθη 34, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 52 & 55mm. Πακέτο των 10 τεμαχίων.



ROYAL QUAD HELIX QH

Μηχάνημα τύπου QUAD HELIX από ισχυρό κράμα υψηλής ελαστικότητας σε 3 μεγέθη.



MORELLI QUAD HELIX 303600

Μηχάνημα τύπου QUAD HLIX από ισχυρό κράμα υψηλής ελαστικότητας. Σε 5 μεγέθη 39, 41, 45, 48 & 50mm. Πακέτο των 10 τεμαχίων.



CRIMBABLE HOOKS Moreli: 3040005

Crimbable Hook για χρήση σε στρογγυλό και παραλληλόγραμμο σύρμα. Προσαρμόζονται σφιχτά πιέζοντας με έναν κόφτη δεξιά και αριστερά το Hook και δεν μετακινούνται κατά την χρήση. Επίσης διατίθενται και κι-νούμενα. Διατίθενται σε πακέτο των 10 τεμαχίων.



Royal (long) : CRIMHMED / Royal: (short) : CRIMHSHO
Royal movable: CRIMHMOV

MORELLI GURIN STOP & GURIN HOOKS 3505011

Ειδικά βιδωτά Stop ή Hook για χρήση σε στρογγυλό και παραλληλόγραμμο σύρμα. Χρησιμοποιούνται σαν επιπρόσθετο στοιχείο σε πολλές εφαρμογές. Προσαρμόζονται σφιχτά με το ειδικό κλειδί σε κάθε σύρμα και δεν μετακινούνται κατά την χρήση. Τα Stop διατίθενται σε δύο τύπους.



A. Για στρογγυλό σύρμα με δεξιά ή αριστερό hook.
B. Για παραλληλόγραμμο σύρμα με δεξιά ή αριστερό hook.
Σε πακέτο των 10 τεμαχίων.

MORELLI GURIN HOOKS LONG 35

Ειδικά για χρήση σε στρογγυλό και παραλληλόγραμμο σύρμα. Χρησιμοποιούνται σαν επιπρόσθετο στοιχείο σε πολλές εφαρμογές κυρίως με μίνι ορθοδοντικά εμφυτεύματα. Προσαρμόζονται σφιχτά με το ειδικό κλειδί σε κάθε σύρμα και δεν μετακινούνται κατά την χρήση. Τα μακριά GURIN-Hooks διατίθενται σε πακέτο των 5 τεμαχίων και σε δύο τύπους:

A. Με Hook αριστερά
B. Με Hook δεξιά



Τιμή ΚΛΕΙΔΙ Gurin MORELLI GURIN KEY 37502011



CROSS TUBE - MORELLI 30.40.006

Σωληνίσκοι σε σχήμα σταυρού, είναι ιδανικοί σαν επιπρόσθετο στοιχείο, στην τεχνική του μερικού τόξου segmented arch για τοποθέτηση συρμάτων εμπύθισης/ανόρθωσης γομφίων, καθώς και σε χρήση με μίνι ορθοδοντικά εμφυτεύματα. Διατίθενται σε πακέτο των 10 τεμαχίων.

