

Η εταιρεία ÖKODENTPREUSSER OHG εδώ και δεκαετίες εγγυάται την άψογη κατασκευή των προϊόντων της τα οποία κατασκευάζονται με τις υψηλότερες διεθνείς προδιαγραφές στην Γερμανία και σύμφωνα με τα διεθνή στάνταρτ ISO & DIN-Norm. Η Ökodent είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής διαμαντιών στην Γερμανία και προμηθεύει με τα προϊόντα της μερικές από τις μεγαλύτερες εμπορικές εταιρείες διαμαντιών στον κόσμο. Τα διαμάντια ανάλογα τον τύπο διατίθενται μέχρι και σε 6 αδρότητες, από υπερ-αδρόκοκκο 180 μm SC(ISO 544) μέχρι υπερ-λεπτόκοκκο 10μm UF (ISO494). Επίσης διατίθενται και σε 5 μήκη στελέχους από μίνι 16,5mm (ιδανικό για την παιδοδοντία και πολύ μικρά στόματα) μέχρι και super long 30mm για ιδιαίτερες περιπτώσεις. Λόγω της ειδικής επίστρωσης που έχουν υποστεί στο γερμανικό εργοστάσιο της Ökodent αντέχουν πολύ περισσότερο από τα κοινά διαμάντια. Οι φρέζες carbide αλλά και οι εργαστηριακές φρέζες είναι κατασκευασμένες αποκλειστικά από καρβίδιο του βολφραμίου (TUNGSTEN CARBIDE) πράγμα που τις κάνει να αντέχουν σε πάρα πολλές χρήσεις χωρίς να χάνουν από την κοπτική τους ικανότητα. Διατίθενται σε πολλά διαφορετικά μεγέθη και δε 11 διαφορετικές κοπτικές κατευθύνσεις (cross cutt, spiral cut, plain cut etc.) ανάλογα με την χρήση τους. Λόγω των πολλών διαφορετικών τύπων σε διαμάντια και φρέζες που υπάρχουν, η εταιρεία μας για να μπορέσει να διαθέτει ετοιμοπαράδοτες επαρκές ποσότητες από κάθε τύπο θα έπρεπε να διαθέτει σε στοκ τουλάχιστον 200000 προϊόντα πράγμα που για να γίνει θα επιβαρυνόταν η τιμή του κάθε προϊόντος δυσανάλογα με την πραγματική του αξία. έτσι ένα διαμάντι που κοστίζει σήμερα 2 ευρώ θα έπρεπε για να καλυφθεί το κόστος να κοστίζει τουλάχιστον 6 ευρώ!! Για να μείνουμε πιστοί στον στόχο μας που είναι να σας προμηθεύουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας στις χαμηλότερες δυνατές τιμές σας ενημερώνουμε ότι μόνο λίγα από τα παρακάτω προϊόντα θα είναι άμεσα διαθέσιμα απο την αποθήκη μας. Παραγγελίες για άλλους κωδικούς σε διαμάντια και φρέζες αρχικά θα γίνονται κάθε εβδομάδα και τα προϊόντα θα αποστέλλονται στον πελάτη μέσα σε 15 ημέρες Αν κάποιος πελάτης επιθυμεί να έχει κάποιους κωδικούς για τον ίδιο άμεσα διαθέσιμους μπορεί να επικοινωνήσει με τους πωλητές της εταιρείας μας.

DIAMONDS AND BURS

ΑΔΡΟΤΗΤΕΣ

SC

super-coarse

(180 μm)

C

coarse

(151 μm)

M

medium

(107-126 μm)

M

(for SUPRA-diamond burs)

F

fine

(40 μm)

SF

extra-fine

(20 μm)

UF

ultra-fine

(10 μm)

Diamond Discs

super-fine

(15 μm)

fine

(30 μm)

medium

(45 μm)

ΣΤΕΛΕΧΗ

All diamond instruments are deliverable in all common shank types!

← 16,5 mm →

← 19 mm →

← 22 mm →

← 26 mm →

← 44,5 mm →

FGM

FG shank, short

FG

FG shank, standard (Friction Grip)

RA

right-angle handpiece

RAL

right-angle handpiece, long

HP

handpiece

AKPA

round end

curved edge

side cutting

end cutting

round safe end taper

safe end needle

perforated

guide pin

ρωτήστε μας!

öko

DENT

Form	801	801L	802	802L	822	830	830L	830F	830FL	367	368	368L	899	379	369
ISO	001	697	002	494	232	233	234	235	236	243	257	243	033	277	263


Form	369K	811	370	883	844	392A	392	973	833	805	807	807L	808	810	812
ISO	260	038	507	539	274	465	465	466	466	010	225	226	014	021	021


Form	806	809	813	813L	815	816	817	820	909	825	828	824	834	834A	868A
ISO	019	019	032	523	040	044	041	043	068	304	054	055	552	000	000

Form	835	836	837	837L	842	839	835KR	836KR	837KR	840	845	846	846S	847	848
ISO	107	110	111	112	113	150	156	157	158	722	168	171	183	172	173

Form	848L	848S	845KR	846KR	847KR	850KR	849	855	851	850	850L	856	856L	856K	857
ISO	174	185	544	545	546	553	194	197	219	199	200	198	199	194	220

															
Form	852	858	859	859CL	859SEL	859L	860	861	862	888	863	863SE	863L	864	874
ISO	164	165	166	858	188	167	245	255	249	496	250	256	252	251	534

															
Form	875	874K	875K	889	876	877	878	879	879L	876K	877K	878K	879K	898	884
ISO	535	536	537	540	287	288	289	290	291	296	297	298	299	213	129

												
Form	885	886	838	880	881	882	6051	6052	6053	6054	6055	6056
ISO	130	131	137	140	141	142	511	512	515	517	519	521

																				
Form	T822	T830	T830L	T811	T807	T835	T836	T837	T837L	T842	T835KR	T836KR	T837KR	T846	T847	T848	T848L	T855	T856	T850
ISO	043	238	239	038	225	107	110	111	112	113	156	157	158	171	172	173	174	198	198	199


																				
Form	T850L	T859	T859L	T862	T863	T864	T877	T878	T879	T879L	T884	T885	T886	T877K	T878K	T879K	T838	T880	T881	T882
ISO	200	166	167	249	250	251	288	289	290	291	129	130	298	297	298	299	137	140	141	142

														
Form	S368	S801	S830L	S835KR	S837KR	S850	S856	S863	S878	S878K	S879	S879K	S880	S881
ISO	257	001	239	156	158	199	198	250	289	298	290	299	140	141

									
Form	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
ISO	198	113	290	200	175	199	274	251	238

															
Form	SD03	SD06	SD09	SD11	SD15	SD17	SD18	SD22	SD23	SD26	SD27	SD28	SD30	SD31	SD32
ISO	013	112	172	199	161	141	199	161	248	023	023	023	023	274	143

									
Form	SD901	SD902	SD903	SD904	SD905	SD906	SD907	SD908	SD909



ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ Ή ΦΡΕΖΕΣ

Θήκη που κλιβανίζεται σε 2 μεγέθη.
Μικρό και μεγάλο.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΟΥ

													
Form	HFQF1060	FG2635023	FG2636023	FG2660023	FG2666023	FG2936023	FG2966023	FG3266023	FG3681023	FG3870012	FG3982012	FG7800012	FG7995012
ISO	137	137	137	137	137	116	116	116	137	538	107	423	153

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΩΝΙΚΟΥ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ

								
Form	HFQF2060	FG2436023	FG2466023	FG2535023	FG2536023	FG2566023	FG3781023	FG4060027
ISO	200	186	186	200	200	200	200	205

PERIODONTAL CUTTERS

				
Form	C747	C747L	C758	C758L
ISO	261	261	258	258

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΦΡΕΖΕΣ

												
Form	HF113	HF113Z	HF114	HF115	HF116	HF117	HF118	HF119	HF119A	HF121	HF122	HF123
ISO	001	001	196	415	408	199	409	408	408	408	409	410

CROWN CUTTERS


											
Form	801	KFD		KF-C	KF-M	KF-O		GT		C34	C34L
ISO										138	139

TUNGSTEN CARBIDE - OVERVIEW

									
Form	H1S	H1SL	H7	H25R	H2	H3	H21L	H21	H21R
ISO	001	697	232	234	010	040	110	107	137

								
Form	H31L	H31	H31R	H23L	H23	H33L	H33	H33R
ISO	110	107	137	171	168	171	168	194

PARALLEL MILLING TECHNOLOGY

													
Form	HFQF1060	FG2635023	FG2636023	FG2660023	FG2666023	FG2936023	FG2966023	FG3266023	FG3681023	FG3870012	FG3982012	FG7800012	FG7995012
ISO	137	137	137	137	137	116	116	116	137	538	107	423	153

CONE MILLING TECHNOLOGY

								
Form	HFQF2060	FG2436023	FG2466023	FG2535023	FG2536023	FG2566023	FG3781023	FG4060027
ISO	200	186	186	200	200	200	200	205

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΟΕΚΟΔΕΝΤ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΡΗΤΙΝΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΑΓΚΙΣΤΡΩΝ

ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΡΗΤΙΝΩΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΕΙΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ



ΓΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗ / ΥΠΕΡΩΪΑ ΧΡΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΟ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ
ΑΓΚΙΣΤΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΟΝΤΙΩΝ



ΣΤΙΛΒΩΣΗ
ΑΦΑΙΡΕΣΗ

ΛΕΙΑΝΣΗ

ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ
ΚΟΝΙΑΣ

ΣΤΙΛΒΩΣΗ
ΑΦΑΙΡΕΣΗ

ΣΤΙΛΒΩΣΗ
ΑΦΑΙΡΕΣΗ





ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ
ΦΡΕΖΕΣ-ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ - ΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΡΙΒΗΣ,
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

ΟΚΟ-ΔΕΝΤ ΦΡΕΖΕΣ ΚΟΠΗΣ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ



ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΧΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΣΚΛΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ






Λάστιχα πολύ αδρόκοκκα για λείανση τόσο των ψυχρών ακρυλικών όσο και των θερμοπλαστικών πλακών.

Λάστιχα αδρόκοκκα για λείανση τόσο των ψυχρών ακρυλικών όσο και των θερμοπλαστικών πλακών.

Λάστιχα λεπτόκοκκα για λείανση ακρυλικών ιδανικά για τις θερμοπλαστικές πλάκες.

Φρέζες λείανσης / διαμόρφωσης ακρυλικού, ειδικά σχεδιασμένες για ορθοδοντικά ακρυλικά ψυχρού πολυμερισμού.

Φρέζες διαμόρφωσης ακρυλικού σχήμα κουκουνάρι σε τρία



Φρέζες λείανσης / διαμόρφωσης ακρυλικού πολύ λεπτές σε τρία σχέδια και η κάθε μία σε τρία μεγέθη.

Φρέζες λείανσης / διαμόρφωσης ακρυλικού μεσαίες σε δύο σχέδια και η κάθε μία σε τρία μεγέθη.

Τρίχινο βουρτσάκι λείανσης ορθοδοντικών ακρυλικών.