

## DENTSPLY-GLENROE-STICKS

TT-5 -

Ελαστικές προσδέσεις με υψηλή ελαστικότητα, αντοχή και χρώματα που δεν ξεθωριάζουν γρήγορα. Σε μεγέθη .110 και .120 και σε 53 χρώματα βλ.τον πίνακα. Διατίθενται σε πακέτο των 1000 τεμαχίων.

Dentsply  
Sirona  
Essix Glenroe




### Standard Colors



### Metallic



### Fluorescent



### Glow-in-the-Dark



## DENTSPLY-GLENROE-CHROMATIES

EDT



ΔΙΧΡΩΜΕΣ Ελαστικές προσδέσεις με υψηλή ελαστικότητα, αντοχή και ποιότητα σε μεγέθη .110 και .120 και σε 13χρώματα βλ. τον πίνακα. Διατίθενται σε πακέτο των 1000 τεμαχίων.

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΤΕ  
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ  
**2** ΧΡΩΜΑΤΑ  
ΣΕ ΜΙΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗ

## DENTSPLY GLENROE-CHAINS 15 ft

GC

Ελαστικές αλυσίδες με υψηλή ελαστικότητα και αντοχή και χρώματα που δεν ξεθωριάζουν. Σε τέσσερα μεγέθη. Σε πάνω από 53 χρώματα.



## DENTSPLY GLENROE-CHAINS THIN 15 ft

GCT

Πολύ λεπτές ελαστικές αλυσίδες με υψηλή ελαστικότητα και αντοχή. Ιδανικές για να χρησιμοποιούνται σε κεραμικά άγκιστρα. Σε τρία μεγέθη (open, long, closed) και χρώμα διαφανές.



## ROYAL ECONOMY STICKS

ELL

Μαλακές ελαστικές προσδέσεις ποιότητας σε ακαταμάχητες τιμές. Μέγεθος 120. Χρώματα: Clear, silver, black, blue, light blue, green, light green, yellow, red, pink, fuchsia, orange, purple, white, assorted. Διατίθενται σε πακέτο των 1000 τεμαχίων.



## ECONOMY ROYALCHAINS 15 ft ELC

Οικονομικές ελαστικές αλυσίδες με υψηλή ελαστικότητα και αντοχή. Σε δύο μεγέθη και σε χρώματα διαφανές και ασημί.

## DENTSPLY-GLENROE INTRAORAL ELASTICS LATEX EL

Διαγνωθικά ελαστικά Latex σε 50 σακ. των 100 τεμαχίων. Σύνολο 5000 τεμάχια.



## DESNTSPY - GLENROR INTRAORAL ELASTICS LATEX NEON ELN

Χρωματιστά διαγνωθικά ελαστικά Latex σε 50 σακ. των 100 τεμαχίων. Σύνολο 5000 τεμάχια



## DENTSPLY-GLENROE INTRAORAL ELASTICS NON LATEX EL...NL

Διαγνωθικά ελαστικά που δεν περιέχουν Latex και που είναι απολύτως διάφανα! Σας δίνουν το συγκριτικό πλεονέκτημα απέναντι στους άλλους ορθοδοντικούς! Οι ασθενείς που τα φοράνε είναι χαρούμενοι που είναι αόρατα και δεν μοιάζουν με τα απλά που φοράνε οι άλλοι. ΠΡΟΣΟΧΗ τα διαγνωθικά ελαστικά που δεν περιέχουν Latex πρέπει να αλλάζονται από το ασθενή συχνότερα διότι λόγω της έλλειψης Latex τα ελαστικά χάνουν την δυναμή τους νωρίτερα από αυτά με Latex. Διατίθενται σε 50 σακ. των 100 τεμαχίων. Σύνολο 5000 τεμάχια.

Όλα τα διαγνωθικά ελαστικά διατίθενται σε μεγέθη : 1/4, 1/8, 3/8, 3/16 και 5/16 και δυνάμεις 2,5 oz (light), 3,5oz (medium), 4,5 oz (heavy) and 6 oz (extra heavy). Είναι κωδικοποιημένα με γράμματα ανα διάσταση και ανα δύναμη.



## DENTSPLY GLENROE LATEX EXTRAORAL ELASTICS

Ελαστικά για χρήση με εξωστοματικά μηχανήματα, σε σακ. των 1000 και σε μεγέθη : 1/4, 3/8, 5/16 & 1/2 και δυνάμεις 8 oz (light), 14 oz (medium), & 16 oz (heavy).



Dentsply Sirona  
Essix Glenroe

## DENTSPLY GLENROE-ELASTICS PLACERS EP-100

Οδηγοί Διαγνωθικών ελαστικών. Σε πακέτο των 100 τεμαχίων και σε διάφορα χρώματα.



## DENTSPLY-GLENROE LOOSE SEPARATOR

Ελαστικά διαχωρισμού ακτινοσκιερά μεγάλης ελαστικότητας και αντοχής σε διάφορα μεγέθη.

	Anterior	Posterior	Radiopaque
Color	Green	Blue	Dark Blue
Thickness	.047"	.047"	.050"
Interior Diameter	.067"	.090"	.090"
Outer Diameter	.147"	.170"	.200"
100 per bag	<b>ESS100</b>	<b>ESL100</b>	<b>ESR100</b>
1000 per bag	—	<b>ESL1000</b>	<b>ESR1000</b>




## STANDARD SEPARATORS BLUE ROYAL ELSR

Ελαστικά διαχωρισμού μεγάλης ελαστικότητας και αντοχής εξωτερική διάμετρος 4,5mm. Διατίθενται σε πακέτο των 500 τεμαχίων.




## EXTRA LARGE POSTERIOR SEPARATORS GLENROE RS-2

Ελαστικά διαχωρισμού μεγάλα ακτινοσκιερά. Τοποθετούνται εύκολα και κάνουν άμεσα διαχωρισμό ακόμη και στα πιο συνωπισμένα περιστατικά. Σε πακέτα των 500 τεμαχίων.



## JUMBO SEPARATORS GLENROE OS-2XL

Ελαστικά διαχωρισμού πολύ μεγάλα. Χρησιμοποιούνται και για την ανόρθωση μερικώς εγκλειστων δοντιών. Μεγέθη πάχος 2mm & διάμετρος 6mm. Σε πακέτο των 128 τεμαχίων.



## GLENROE STANDARD WHITE OS-2GCA


Ελαστικά διαχωρισμού διάφανα για πρόσθια δόντια. Μεγάλης ελαστικότητας και αντοχής. Σε πάχος 0.0547" - εξωτερική διάμετρος 0.190". Σε πακέτα των 500 τεμ.

Dentsply Sirona  
Essix Glenroe



## HOOK CUSHIONS-GLENROE HC

Προστατευτικό που τοποθετείται πάνω στο hook. Το καθιστά ασφαλές και άνετο για τον ασθενή. Πάνω σε ανιχνευτήρα σαν στοπ ένδειξης βάθους τοποθέτηση των μίνι ορθοδοντικών στηριγμάτων. Η στενή εφαρμογή του μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και πριν τα εμφυτεύματα TAD. Διατίθενται σε πακέτο των 140 τεμαχίων.



Dentsply Sirona  
Essix Glenroe

## GLENROE-DURASEPSTM SEPARATORS ESS1000

Ελαστικά διαχωρισμού με πολύ υψηλή ελαστικότητα και αντοχή. Λόγω του ειδικού σχήματος είναι αδύνατον να εισχωρήσουν υποουλικά. Σε συσκευασία των 50 ραβδίων των 10 τεμαχίων. Χρώμα: Πορτοκαλί για διαχωρισμό σε 2 ημέρες & μωβ για διαχωρισμό σε 5 ημέρες.



Dentsply Sirona  
Essix Glenroe

## DENTSPLY GLENROE ROTATION WEDGES RW-1 & RW-2

Σφήνες ελαστικές που τοποθετούνται στο ένα από τα δύο πτερύγια του αγκίστρου, ανάμεσα στο δόντι και το σύρμα για να περιστρέψουν το δόντι. Σε δύο μεγέθη standard για κανονικές στροφές και increased για μεγάλες στροφές. Σε πακέτο με 50 standard και 50 increased σε χρώμα γκρι.



Dentsply Sirona  
Essix Glenroe

## ROYAL ROTATION WEDGES RWR

Σφήνες ελαστικές που τοποθετούνται στο ένα από τα δύο πτερύγια του αγκίστρου, ανάμεσα στο δόντι και το σύρμα για να περιστρέψουν το δόντι. Διάφανες σε μέγεθος standard και σε πακέτο με 100 σφήνες.



## DENTSPLY GLENROE-TUBING 10FT. LBT

Ελαστικοί σωληνίσκοι επικάλυψης σύρματος εξωστοματικού με υψηλή ελαστικότητα και αντοχή. Σε μεγέθος .050 και χρώματα: clear & gray.



Dentsply Sirona  
Essix Glenroe

## DENTSPLY GLENROE THREAD ULTRA TUFF 15FT. UTTC

Ελαστικά νήματα με **αδρή επιφάνεια** για εύκολη πρόσδεση και **με πολύ υψηλή ελαστικότητα** και αντοχή. Δένονται με μόνο ένα κόμπο. Χρώμα: clear



Dentsply Sirona  
Essix Glenroe

## DENTSPLY GLENROE-SLEEVING 15 FT. AWS

Ελαστικοί σωληνίσκοι επικάλυψης σύρματος με υψηλή ελαστικότητα και αντοχή, σε μεγέθη .018 & .027. Χρώματα: clear & gray.



Dentsply Sirona  
Essix Glenroe

## DENTSPLY GLENROE THREAD 15 FT. ETTC

Ελαστικά νήματα με υψηλή ελαστικότητα και αντοχή Χρώματα: clear & silver.



Dentsply Sirona  
Essix Glenroe

## Mini Mold KIT

Mini Mold starter Set Περιέχει 9 Mold tips (1 από κάθε είδος)

Mini Mold expert Set Περιέχει 27 Mold tips (3 από κάθε είδος)



## DENTSPLY GLENROE SHRINK TUBING 15 FT. ST-045

Σωληνίσκοι επικάλυψης σύρματος και εξωστοματικού, το οποίο όταν θερμαίνεται συρρικνώνεται και δημιουργεί ένα μαλακό στρώμα επικάλυψης του σύρματος. Είναι άγευστο, δεν γλιστράει και δεν αλλάζει χρώμα. Σε πακέτο των 6 τεμαχίων.

