



# Essix® PLUS™ Plastic




## Η Νο 1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ALIGNERS

Η Essix Plus Plastic συνδυάζει τη διαύγεια που οι ασθενείς σας προσδοκούν με την αντοχή που εσείς θα επιθυμούσατε. Είναι ευκολόχρηστη. Αφαιρείται χωρίς κόπο από τα εκμαγεία και προσαρμόζεται με ευκολία. Οι τεχνίτες θα ενθουσιαστούν με τη βελτίωση που υπάρχει πλέον στο χειρισμό της. Ιδανική για συγκρατητικούς νάρθηκες και νάρθηκες βρουξισμού. Η Νο 1 επιλογή παγκοσμίως για aligners. Εξαιρετική αντοχή αλλά και τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα.

Up to 43% more clear than leading competitors\*

### Clarity

on a thermoformed sheet



Up to 2X more durable than leading competitors\*

### Durability


Energy to Break (Joules)



Up to 7X more stain-resistant than leading competitors\*

### Staining


■ Before Soak ■ After Soak



Up to 51% more wear-resistant than leading competitors\*

### Wear-Resistance

Material Loss in mg



ESSIX® Brand Plastics

ΕΜΦΑΝΙΣΗ, ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΤΟΧΗ

Υπάρχουν πολλοί λόγοι να επιμένετε στο αυθεντικό ESSIX® Brand Plastic. Με 10 τύπους θερμικών πλαστικών η ESSIX® Brand κατέχει σεβαστό όνομα στη διάφανη ορθοδοντική συγκράτηση και τεχνολογία των πολυμερών. Από τη διαύγεια των ESSIX ACE® Plastic, στις σταθεροποιητικές ικανότητες των ESSIX C+® Plastic και των ESSIX A+® Plastic, για τις οποίες δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Οι ορθοδοντικοί νάρθηκες βασίζονται στα γνήσια ESSIX® Brand Plastics που έρχονται να ικανοποιήσουν την άνεση του ασθενή και την ικανοποίηση του γιατρού.



### Essix ACE Plastic

Απόλυτα διαυγές υλικό με προστατευτικό φιλμ και από τις δύο πλευρές. Τέλειο για ακρυλικό και για προσωρινές γέφυρες. Σχεδιασμένο από την Essix για νάρθηκες με set up για μικρές ορθοδοντικές μετακινήσεις. Μέση διάρκεια ζωής του νάρθηκα 18-24 μήνες. Διαθέσιμο σε .030"/.035"/.040" square round.



### Essix C+ Plastic

Ημιδιάφανης πλάκα εύκαμπτη και ανθεκτική. Χρησιμοποιείται για νάρθηκες νυκτός σε ασθενείς με βρουξισμό και για νάρθηκες με set up για μικρές ορθοδοντικές μετακινήσεις. Μέση διάρκεια ζωής του νάρθηκα: 24 μήνες. Διαθέσιμο σε χρώματα και στο πάχος .040 square.



### ESSIX A+ PLASTIC

Απόλυτα διαφανείς πλάκα με προστατευτικό φιλμ και από τις δύο πλευρές. Κάνει τα δόντια να φαίνονται γυαλιστερά και ανθεκτικά στην αποτριβή. Ιδανική για την κατασκευή νάρθηκων διατήρησης αποτελέσματος. Δε συστήνεται για νάρθηκες βρουξισμού.



### ESSIX TRAY RITE PLASTIC

Σφιχτή εφαρμογή στα δόντια  
Δε χαλαρώνει  
Δε χρειάζεται εξειδικευμένη επεξεργασία



PRIMARY USE **LOW-CONTACT SPORTS**



PRIMARY USE **CONTACT SPORTS**

### HEATING TIMES

Thickness	Essix® SelectVac™	Vacuum Heat	Blostar Code	Drufomat SQ/TE Heat
.120" / 3mm	2:15	70 sec	225	2:00
.160" / 4mm	2:50	90 sec	236	2:10

3mm & 4mm




4mm only



### HEATING TIMES

Thickness	Essix® SelectVac™	Vacuum Heat	Blostar Code	Drufomat SQ/TE Heat
.160" / 4mm	2:30	75 sec	NA	2:00
.200" / 5mm	3:30	110 sec	NA	2:25

4mm & 5mm



4mm only

## ESSIX® LAMINATED SPORTS MOUTHGUARD MATERIAL

Πλάκες για mouthguards που βοηθούν στην προστασία των δοντιών στα αθλήματα, με ειδική επεξεργασία στην επιφάνεια για σταθερότητα και άψογη εμφάνιση.

Διατίθενται μονόχρωμα, Δίχρωμα και τρίχρωμα. Το τεμάχιο 10,80€

## RETAINER RETRIEVERS DENTSPLY SIRONA

Αφαιρούν εύκολα και αποτελεσματικά τους νάρθηκες. Διατίθενται σε χρώματα φούξια, μπλε, λευκό, πράσινο, πορτοκαλί και σε πακέτο των 10 τεμαχίων.



## CHEWIES ALIGNERS DENTSPLY SIRONA

Λαστιχένια τολύπια ιδανικά για την προσαρμογή των νάρθηκων στο σύστημα invisalign/clear aligner κλπ. Ο ασθενής δαγκώνει πάνω στα λαστιχένια τολύπια και βυθίζει σιγά σιγά το νάρθηκα στα δόντια μετακινώντας έτσι τα δόντια στην επιθυμητή θέση. Διατίθεται σε διάφορες γεύσεις όπως ανανάς, μέντα, τσιχλόφρουσκα, σταφύλι ή και χωρίς γεύση (άσπρο). Σε πακέτο των 20 ζευγαριών.



## CHEWIES ECONOMY ROYAL



# Plastvac P7 Plus

## VACUUM FORMING MACHINE

### SAVE TIME & MAKE MONEY!

- Πρωτοποριακό Design
- Πολύ εύκολο στη χρήση
- Πολύ δυνατό μηχάνημα αναρρόφησης με αυτόματη εκκίνηση.

Έως 50% περισσότερη δύναμη αναρρόφησης από τις συνηθισμένες συσκευές κενού

- Ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας, δεν απαιτείται προθέρμανση



Η βάση στήριξης των πλακών περιστρέφεται 180 για θέρμανση των πλακών



Κατάλληλο για τετράγωνα και στρογγυλές πλάκες



Επανάστατική τεχνολογία θέρμανσης carbon fiber σε λιγότερο από 60 sec



Η βάση χρησιμοποιείται και από τις δύο πλευρές