

BS-ORTHO/ BS-DENTAL Royal Orthodontics ECONOMY SERIES

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΗΣ BS-DENTAL/ BS-ORTHO. ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Φέρουν CE. ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΧΡΟΝΙΑ.



Οδηγός τοποθέτησης αγκίστρων ευθύς. Για να μετράτε με ακρίβεια την απόσταση από το slot του μπράκετ ως την κοπτική επιφάνεια του δοντιού.

Σε δύο τύπους:

A. Αριστερά εξολοκλήρου από αλουμίνιο
Code PDB22L-SLOT22 PDB18L-SLOT18

B. Δεξιά με λεπτά άκρα από ανοξείδωτο χάλυβα και σώμα από αλουμίνιο.
Code PDB22LB-SLOT 22 PDB18LB-SLOT 18



Οδηγός τοποθέτησης αγκίστρων σε σχήμα σταυρού τύπου Boose. Μετράει σε 3.5, 4.0, 4.5 and 5.0 mm.
Code PDB




Λαβίδα τοποθέτησης αγκίστρων κλασική με οδηγό. Στο πίσω μέρος έχει ενσωματωμένο οδηγό για να κατευθύνει ο ορθοδοντικός κατά την τοποθέτηση το άγκιστρο με ακρίβεια.
Code PBRPLPL



Λαβίδα τοποθέτησης αγκίστρων κλασική. Κρατάει με ασφάλεια το άγκιστρο κατά την τοποθέτησή του.
Code PBRPL



Λαβίδα τοποθέτησης σωληνίσκων & αγκίστρων κεκαμμένα. Κρατάει με ασφάλεια τον σωληνίσκο κατά την τοποθέτησή του. Λόγω της κατασκευής της διευκολύνει στην τοποθέτηση και στα πιο άνω σημεία.
Code PBRPLDH



Πλαστικό πείστρο τοποθέτησης δακτυλίων θερμάντοχο. Για κλιβανισμό σε αυτόκαυστο σε όλες τις θερμοκρασίες. Σε τέσσερις τύπους. Χρώμα λευκό
Code A= 7501013, Code B= 7501014,
Code C= 7501011, Code D= 7501012



Εργαλείο για κάμψη του αγωγού άπω των γομφίων. Σε δύο μεγέθη
Code PDISTB(22 SLOT),
Code PDISTBS (18 SLOT)



Οδηγός συμπίπνων προσδέσεων ευθύς διπλού άκρου.
Code PLIGD (straight)
Οδηγός συμπίπνων προσδέσεων διπλού άκρου. Τα άκρα έχουν ελαφρά καμπύλη.
Code PLIGDC (curved)



Πένσα τοποθέτησης ελαστικών διαχωρισμού.
Code PSEP



Ειδικό εργαλείο τοποθέτησης / αφαίρεσης ελαστικών προσδέσεων. Code PLIGPL



Πλαστικό πείστρο τοποθέτησης δακτυλίων οικονομικό. Για χημική απολύμανση και κλιβανισμό σε αυτόκαυστο σε θερμοκρασία μέχρι 118°C.
Code PPLAST Διάφορα Χρώματα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ!



Πίστρο - Ξέστρο Scaler Band Pusher
Πίστρο δακτυλίων από την μία πλευρά και
ξέστρο για τις περισσειές της κόλλας από την
άλλη.
Code PBPSC



Πίστρο Mershon
Το κλασσικό πίστρο δακτυλίων.
Code PMER



Βελονκάτοχο Mathieu μικρό μέγεθος για
συρμάτινες προσδέσεις με χαραγές grip μόνο στο
άκρου του.
Code PMASN



Βελονκάτοχο Mathieu κλασσικό μέγεθος
για συρμάτινες προσδέσεις με χαραγές grip
σε όλο το μήκος του άκρου του για καλύτερη
συγκράτηση των προσδέσεων.
Code PMASNG



Βελονκάτοχο Mathieu λεπτό μέγεθος για συρμάτινες
προσδέσεις με χαραγές grip σε όλο το μήκος του
λεπτού άκρου του για καλύτερη συγκράτηση των
προσδέσεων.
Code PMASNGF



Βελονκάτοχο Mathieu πολύ λεπτό μέγεθος για
συρμάτινες & ελαστικές προσδέσεις με χαραγές
grip σε όλο το μήκος του λεπτού άκρου του για
καλύτερη συγκράτηση των προσδέσεων.
Code PMASF



Βελονκάτοχο Mathieu κλασσικό μέγεθος για
συρμάτινες προσδέσεις με χαραγές grip σε όλο το
μήκος του άκρου του για καλύτερη συγκράτηση
των προσδέσεων. Στο χερούλι έχει ειδική
στρογγυλή υποδοχή για να συγκρατείται με ένα
δάκτυλο. Code PMASNFH



Βελονκάτοχο Mathieu πολύ μικρό μέγεθος μόλις
12 cm για συρμάτινες προσδέσεις με χαραγές
grip σε όλο το μήκος του άκρου του για καλύτερη
συγκράτηση των προσδέσεων.
Code PMASNS



Hook Plier
Πένσα τοποθέτησης των Hook στο τόξο.
Code CRIMHOOKPL




Βελονκάτοχο Mosquito μικρό μέγεθος ευθύ
για ελαστικές προσδέσεις με χαραγές grip
σε όλο το μήκος του άκρου του για καλύτερη
συγκράτηση των προσδέσεων.
Code PMQMSF



Βελονκάτοχο Mosquito μικρό μέγεθος κεκαμμένο
για ελαστικές προσδέσεις με χαραγές grip σε όλο
το μήκος του άκρου του για καλύτερη συγκράτηση
των προσδέσεων.
Code PMOSCF




Βελονκάτοχο Mosquito μικρό μέγεθος ευθύ
πολύ λεπτό για ελαστικές προσδέσεις με χαραγές
grip σε όλο το μήκος του πολύ λεπτού άκρου του
για καλύτερη συγκράτηση των προσδέσεων.
Code PMOSF



Ανικνευτήρας ευθύς κλασικός.
Code PSON7 (Straight),



Ανικνευτήρας στρογγυλός κλασικός.
Code PSONR (Round)



Ανικνευτήρας ευθύς κοντός.
Code PSONS




Ανικνευτήρας ευθύς κλασικός.
Code PSON4 (Straight),



Οδοντοιατρικά Κάτοπτρα σε μεγέθη #4 (22mm) & #5 (24mm). Σε τρεις τύπους
Α. κανονικό είδωλο Normal
Β. με μεγένθυση του ειδώλου Magnifying
C. Πρόσθιας επικάλυψης (δεν δημιουργεί διπλό είδωλο) Front Surface
Code PMIR #4 & #5




Λαβή Κατόπτρου με ειδική επιφάνεια που δεν γλιστράει. Κατάλληλη για όλα τα οδοντιατρικά κάτοπτρα.
Code PHMIR7



Βαμβακολαβίδες
Α. London-College κλασική βαμβακολαβίδα Code: PCPL16
B. Flagg κλασική βαμβακολαβίδα Code: PCPL
C. PCPLS (Semken-Taylor) μικρή βαμβακολαβίδα



Γίανω σπατες αναμίξης γύψου/ αλγινικού ανοξειδωτες με ξύλινη λαβή.
Μεγάλη 22.5mm
Μικρή 20mm
Κάτω ανοξειδωτο μαχαίρι κοπής γύψου.
Code PGYKN



Μαχαίριδια διαμόρφωσης κεριών
Α. άνω μικρό τύπου Zahle Türk-Sebel Code PLPCS
B. Μέση μεσαίο τύπου Zahle Code PLCRM
C. Κάτω μεγάλο τύπου Hylin-LeCron Code PLCRB



Μαχαίριδια κεριού
Επάνω μεγάλο 17cm τύπου Fahnenstock Code PWAPLB, PWAPLS
Κάτω μικρό 12,5cm τύπου Fahnenstock Code PWAPLB, PWAPLS



Περιοδοντική μύλη
Με χρωματική κωδικοποίηση μέτρησης βάθους σε στάδια 3-6-9-12 mm.
Code PPERIO



Heidemann
Σπάθες αναμίξεως και τοποθέτησης κονίας δακτυλίων τύπου Heidemann.
Επάνω λεπτή
Code PHEIDS (Small)
Κάτω φαρδιά
Code PHEIDB (Big)



Cementing Instrument
Cement mixing instrument. In three sizes.
Fine, Normal and big. Code PSZEPLF, PZEPL, PZEPB



Ψαλίδι στεφανών και δακτυλίων.
Κόβει και διαμορφώνει τους αιχμές των δακτυλίων και των στεφανών. Σε δύο τύπους.
Αριστερά ευθύ Code PCRSCI
Δεξιά καμπύλο Code PCRSCIC



Παχύμετρο.
Code IWANSON



Εργαλείο κοπής περίσσειας γύψου.
Code PPLASTER



Σύριγγα Carpule
Code PSYR

Cap Removing Plier
Αφαιρεί εύκολα ενδοστοματικά το κάλυμα του slot των convertible οωλινακίων των δακτυλίων.
Code REMCAPPL

