

Bands



Global Experts in Orthodontics

04

**GC Orthodontics**  
GLOBAL EXPERTS IN ORTHODONTICS

Οι δακτύλιοι κατασκευάζονται κατά παραγγελία ειδικά για κάθε γιατρό σύμφωνα με τις απαιτήσεις του. Τα εξαρτήματα που συγκολλούνται είναι σωληνίσκοι μονοί, διπλοί, τριπλοί, convertible, non convertible και γλωσσικά με sheeth, cleat ή σκέτα.




## Bands



Υπάρχουν δύο τύποι δακτυλίων για γομφίους υψηλής ποιότητας. Και οι δύο κατασκευάζονται από την TOMY στην Ιαπωνία.

## Band Coding


Sure-Snap Molar Bands: How are product numbers (P/Ns) created?



# A-Fit Molar Bands: How are product numbers (P/Ns) created?



## Sure-Snap Bicuspid Bands: How are product numbers (P/Ns) created?





## Sure-Snap Δακτύλιοι Γομφίων

Οι δακτύλιοι Sure-Snap είναι κατασκευασμένοι από ειδικό κράμα ανοξείδωτου χάλυβα δημιουργώντας έναν δακτύλιο που προσφέρει σταθερότητα και ελαστικότητα ταυτόχρονα. Η διαφορά στο πάχος μεταξύ των μασητικών και ουλικών απολήξεων δημιουργεί δακτυλίους με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Αντίσταση στην πίεση του πιέστρου τοποθέτησης των δακτυλίων (μασητικά)
- Αρκετά ελαστικό για να προσαρμοστεί στο περίγραμμα του δοντιού χωρίς κάποια παραμόρφωση (ουλικά)

Οι Sure-Snap χαρακτηρίζονται από μοναδική ανατομική φόρμα για κάθε τύπου γομφίου, ευκολοδιάβαστη μόνιμη ταυτοποίηση και εσωτερικό που έχει υποστεί ηλεκτροαδροποίηση για αυξημένη συγκολλητική ικανότητα. Αυτοί οι εύκολοι στην εφαρμογή δακτύλιοι είναι διαθέσιμοι σε 32 μεγέθη για τους πρώτους γομφίους και 30 μεγέθη για τους δεύτερους γομφίους. Διατίθενται σκέτοι ή προσυγκολλημένοι με μονούς, διπλούς ή τριπλούς σωληνίσκους καθώς και γλωσσικά σκέτοι, με cleat ή sheath.

### Sure-Snap First Molar Kits – Distribution by Quadrant (UR,UL,LR,LL)

Size	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Starter											1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2									
Intro	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Standard	1	1	1	1	2	2	2	3	4	4	4	5	5	6	6	6	6	6	6	5	5	4	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1
Master	1	1	1	2	2	2	4	4	6	6	8	10	10	12	14	16	16	16	14	12	10	8	6	4	4	2	2	2	2	1	1	1

### Sure-Snap Second Molar Kits – Distribution by Quadrant (UR,UL,LR,LL)

Size	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Starter											1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2									
Intro	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1		
Standard	1	1	1	2	2	2	2	3	4	4	4	5	5	6	6	6	6	6	5	5	4	3	2	2	2	2	2	1	1	1		
Master	1	1	1	2	2	2	4	4	6	6	8	10	10	12	14	16	16	16	16	12	10	8	6	4	4	2	2	2	2	1		

#### Upper First Molars, Bands Only

Starter Kit: 50 Assorted Bands, 13 Sizes

Intro Kit: 100 Assorted Bands, 32 Sizes

Standard Kit: 200 Assorted Bands, 32 Sizes

Master Kit: 400 Assorted Bands, 32 Sizes

#### Upper Second Molars, Bands Only

Starter Kit: 50 Assorted Bands, 13 Sizes

Intro Kit: 100 Assorted Bands, 30 Sizes

Standard Kit: 200 Assorted Bands, 30 Sizes

Master Kit: 400 Assorted Bands, 30 Sizes

#### Lower First Molars, Bands Only

Starter Kit: 50 Assorted Bands, 13 Sizes

Intro Kit: 100 Assorted Bands, 32 Sizes

Standard Kit: 200 Assorted Bands, 32 Sizes

Master Kit: 400 Assorted Bands, 32 Sizes

#### Lower Second Molars, Bands Only

Starter Kit: 50 Assorted Bands, 13 Sizes

Intro Kit: 100 Assorted Bands, 30 Sizes

Standard Kit: 200 Assorted Bands, 30

Sizes Master Kit: 400 Assorted Bands, 30 Sizes



## A-Fit Molar Bands

Ο A-Fit δακτύλιος χαρακτηρίζεται από την ποιότητα του Sure-Snap. Η διαφορά είναι μία υψηλότερη στεφάνη και μεγαλύτερη επιλογή μεγεθών στα υψηλότερα νούμερα. Διατίθενται σκέτοι ή προσυγκολλημένοι με μονούς, διπλούς ή τριπλούς σωληνίσμους καθώς και γλωσσικά σκέτοι, με cleat ή sheath.

### A-Fit First Molar Kits – Distribution by Quadrant (UR,UL,LR,LL)

Size	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
Starter									1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2														
Intro	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Std.	1	2	2	3	4	4	4	5	6	6	6	6	6	6	5	5	4	4	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1				
Master	2	4	4	6	8	8	8	10	12	12	12	12	12	12	10	10	8	8	6	6	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2				

### A-Fit Second Molar Kits – Distribution by Quadrant (UR,UL,LR,LL)

Size	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Starter											1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2									
Intro	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
Standard	1	1	1	1	2	2	2	3	4	4	4	5	5	6	6	6	6	6	6	5	5	4	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1
Master	1	1	1	2	2	2	4	4	6	6	8	10	10	12	14	16	16	16	14	12	10	8	6	4	4	2	2	2	2	1	1	1

#### Upper First Molars, Bands Only

Starter Kit: 50 Assorted Bands, 13 Sizes

Intro Kit: 100 Assorted Bands, 34 Sizes

Standard Kit: 200 Assorted Bands, 34 Sizes

Master Kit: 400 Assorted Bands, 34 Sizes

#### Upper Second Molars, Bands Only

Starter Kit: 50 Assorted Bands, 13 Sizes

Intro Kit: 100 Assorted Bands, 32 Sizes

Standard Kit: 200 Assorted Bands, 32 Sizes

Master Kit: 400 Assorted Bands, 32 Sizes

#### Lower First Molars, Bands Only

Starter Kit: 50 Assorted Bands, 13 Sizes

Intro Kit: 100 Assorted Bands, 34 Sizes

Standard Kit: 200 Assorted Bands, 34 Sizes

Master Kit: 400 Assorted Bands, 34 Sizes

#### Lower Second Molars, Bands Only

Starter Kit: 50 Assorted Bands, 13 Sizes

Intro Kit: 100 Assorted Bands, 32 Sizes

Standard Kit: 200 Assorted Bands, 32 Sizes

Master Kit: 400 Assorted Bands, 32 Sizes



# Sure-Snap Bicuspid Bands

Κατασκευαστική ποιότητα πανομοιότυπη με αυτή των δακτυλίων για τους γομφίους. Η εφαρμογή των δακτυλίων γίνεται μέσα από μια εναλλασώμενη πίεση εγγύς και άπω. Διατίθεται σε 3 ανατομικές φόρμες:

- Πρώτοι προγόμφιοι της άνω γνάθου (32 μεγέθη)
- Πρώτοι προγόμφιοι της κάτω γνάθου (25 μεγέθη)
- Δεύτερος προγόμφιος της κάτω γνάθου (27 μεγέθη)

Χάρη στην εύκολη εφαρμογή τους, δεν θα διστάσετε να χρησιμοποιήσετε τους δακτυλίους Sure-Snap για τους προγόμφιους αντί των αγκίστρων για τις έντονες περιστροφές ή σε περίπτωση συχνών αποκολλησεων.

## Sure-Snap Upper Bicuspid Kits – Distribution

Size	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Starter						2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2					
Intro	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	6	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2
Standard	2	2	2	2	2	4	6	6	6	6	6	8	8	10	12	14	14	14	12	10	8	8	6	6	6	4	4	4	2	2	2	2
Master	4	4	4	6	6	10	10	14	14	16	16	16	18	18	20	22	22	22	20	18	16	16	14	14	12	12	8	8	8	4	4	4

## Sure-Snap First Lower Bicuspid Kits - Distribution

Size	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25							
Starter			2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4																	
Intro	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	6	6	8	8	8	8	4	4	4	4	2	2	2	2							
Standard	2	2	2	2	4	4	8	8	8	8	10	12	12	18	18	18	18	10	8	8	8	4	4	2	2							
Master	4	4	4	6	6	8	8	14	14	18	18	24	24	36	36	36	36	24	24	16	16	8	8	4	4							

## Sure-Snap Second Lower Bicuspid Kits - Distribution

Size	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Starter						1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1
Intro						2	2	2	2	2	2	4	4	4	6	6	8	8	8	6	6	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2
Standard						2	2	2	4	4	6	6	6	8	10	12	14	16	16	16	14	12	10	8	6	6	6	4	4	2	2	2
Master						2	4	4	6	8	10	12	12	16	20	26	28	34	34	34	28	26	20	16	14	12	10	8	6	4	4	2

### Upper Bicuspid, Bands Only

Starter Kit: 50 Assorted Bands, 22 Sizes

Intro Kit: 100 Assorted Bands, 32 Sizes

Standard Kit: 200 Assorted Bands, 32 Sizes

Master Kit: 400 Assorted Bands, 32 Sizes

### First Lower Bicuspid, Bands Only

Starter Kit: 50 Assorted Bands, 13 Sizes

Intro Kit: 100 Assorted Bands, 25 Sizes

Standard Kit: 200 Assorted Bands, 25 Sizes

Master Kit: 400 Assorted Bands, 25 Sizes

### First Lower Bicuspid, Bands Only

Starter Kit: 50 Assorted Bands, 27 Sizes

Intro Kit: 100 Assorted Bands, 27 Sizes

Standard Kit: 200 Assorted Bands, 27 Sizes

Master Kit: 400 Assorted Bands, 27 Sizes

# GC Orthodontics

GLOBAL EXPERTS IN ORTHODONTICS

## LEGEND

Άγκιστρα κατασκευασμένα  
με CNC milled slot για  
ακρίβεια διαστάσεων

