



Elastomerics



Global Experts in Orthodontics

04

**GC Orthodontics**  
GLOBAL EXPERTS IN ORTHODONTICS



## Elastomeric Color Chains

Ελαστικές αλυσίδες διαθέσιμες σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων που παραμένουν σταθερά με το πέρασμα του χρόνου, οι χρωματικές αλυσίδες μας υπάρχουν σε καρούλια των 4.5 μέτρων σε long και σε short.



	Color	Short	Long
■	Silver	88-1001-0000	88-3001-0000
■	Pearl	88-1002-0000	
□	Clear	88-1003-0000	88-3003-0000
■	Blue	88-1004-0000	88-3004-0000
■	Red	88-1005-0000	
■	Green	88-1006-0000	88-3006-0000
■	Black	88-1007-0000	88-3007-0000
□	White	88-1008-0000	
■	Pink	88-1009-0000	
■	Metallic Purple	88-1010-0000	
■	Metallic Blue	88-1011-0000	
■	Metallic Red	88-1012-0000	
■	Lavender	88-1013-0000	88-3013-0000
■	Fuchsia	88-1014-0000	
■	Yellow	88-1015-0000	
■	Orange	88-1016-0000	88-3016-0000
■	Navy Blue	88-1017-0000	
■	Light Blue	88-1018-0000	88-3018-0000
■	Maroon	88-1019-0000	
■	Grey	88-1020-0000	88-3020-0000
■	Glow Blue	88-1021-0000	
■	Metallic Gold	88-1022-0000	88-3022-0000



## Orchestra Intra and Extraoral Elastics

Τα διαγναθικά ελαστικά της GC Orthodontics είναι κατασκευασμένα από το υψηλότερης ποιότητας ιατρικού βαθμού latex. Η αναφερόμενη δύναμη ανταποκρίνεται στην δύναμη που αποδίδεται από το ελαστικό όταν αυτό εκταθεί σε διάμετρο που αντιστοιχεί 3 φορές την αρχική του. Τα διαγναθικά ελαστικά είναι συσκευασμένα σε 25 σακουλάκια των 100 τεμ. Τα ελαστικά για χρήση σε εξωστοματικά μηχανήματα είναι συσκευασμένα σε 25 σακουλάκια των 50 τεμ. Τα Latex free ελαστικά αναφέρονται στον πίνακα παρακάτω με αριθμούς προϊόντος (P/N) σε άσπρο χρώμα.


				EXTRA-ORAL
Force	2.5 oz (70,88 g)	4.0 oz (113,40 g)	6.0 oz (170,10 g)	8,5 oz (240,98g)
Size				
3 mm (1/8")	85-0321-0000 Harp	85-0331-0000 Xylophone	85-0341-0000 Tuba	–
4 mm (3/16")	85-0421-0000 Tambourine	85-0431-0000 Piano	85-0441-0000 Trumpet	85-0461-0000 Trombone
4 mm (3/16") (Latex Free)	–	85-0430-0000 Jazz (Latex Free)	85-0440-0000 Rock-n-Roll (Latex Free)	–
6 mm (1/4")	85-0621-0000 Oboe	85-0631-0000 Flute	85-0641-0000 Baritone	85-0661-0000 French Horn
6 mm (1/4") (Latex Free)	–	85-0630-0000 Hip-Hop (Latex Free)	85-0640-0000 Classical (Latex Free)	–
8 mm (5/16")	85-0821-0000 Cello	85-0831-0000 Clarinet	85-0841-0000 Saxophone	85-0861-0000 Guitar
10 mm (3/8")	85-1021-0000 Cymbals	85-1031-0000 Tympani	–	85-1061-0000 Violin



## Japanese Elastomeric Chain – GC Ortho Chain

Κατασκευασμένη από υλικά με υψηλή πυκνότητα και καθαρότητα, αυτή η αλυσίδα έχει ακρίβεια στην κοπή με ίδια διαστήματα μεταξύ των συνδέσεων. Η GC Ortho Chain αποδίδει ελαφριές και συνεχόμενες δυνάμεις σε όλη την διάρκεια της δράσης, το οποίο είναι απαραίτητο για ιδανική μετακίνηση του δοντιού. Διαθέσιμη σε καρούλια των 2 m σε γκρι ή διάφανο.

Description	P/N
GC Ortho Chain Clear Short	86-1010-0000
GC Ortho Chain Clear Medium	86-1020-0000
GC Ortho Chain Clear Long	86-1030-0000
GC Ortho Chain Grey Short	86-2010-0000
GC Ortho Chain Grey Medium	86-2020-0000
GC Ortho Chain Grey Long	86-2030-0000



## GC Ties Elastomeric Ligatures

Οι ελαστικές προσδέσεις της GC δεν περιέχουν latex και επιτρέπουν μια πάνω και κάτω αλλαγή του συρμάτινου τόξου με ένα μόνο stick. Η υψηλής ποιότητας πολυουρεθάνη επιτρέπει σε αυτές τις προσδέσεις να ανακτήσουν το 90% του αρχικού τους σχήματος αφού τεντωθούν. Διαθέσιμο σε σακουλάκια των 50 sticks, 20 προσδέσεις ανά stick. Εξωτερική διάμετρος : .120"

■ Silver	87-1201-0000	■ Lavender	87-1213-0000
■ Pearl	87-1202-0000	■ Fuchsia	87-1214-0000
■ Clear	87-1203-0000	■ Yellow	87-1215-0000
■ Blue	87-1204-0000	■ Orange	87-1216-0000
■ Red	87-1205-0000	■ Navy Blue	87-1217-0000
■ Green	87-1206-0000	■ Light Blue	87-1218-0000
■ Black	87-1207-0000	■ Maroon	87-1219-0000
■ White	87-1208-0000	■ Grey	87-1220-0000
■ Pink	87-1209-0000	■ Glow Blue	87-1221-0000
■ Metallic Purple	87-1210-0000	■ Golden	87-1222-0000
■ Metallic Blue	87-1211-0000	■ Glow Clear	87-1223-0000
■ Metallic Red	87-1212-0000	■ Tooth	87-1224-0000



## Separators

Πολύ δυνατά, latex-free ελαστικά διαχωρισμού με διατήρηση μνήμης, αυτά τα ελαστικά διαχωρισμού είναι ιδανικά για να δημιουργήσουν χώρους μεταξύ των γομφίων. Πακέτο των 1000 τεμ.

Description	P/N
Radiopaque Separators	89-1602-0000

## Hollow or Solid Elastomeric Threads

Τα ελαστικά νήματα της GC είναι διαθέσιμα σε διάμετρο των .025 και .035 σε καρούλια των 15 m.

Hollow Threads	P/N
.025" Grey	89-4325-0000
.025" Clear	89-3325-0000
.030" Clear	89-3335-0000

Solid Threads	P/N
.025" Grey	89-4125-0000
.025" Clear	89-3125-0000
.030" Grey	89-4135-0000
.030" Clear	89-3135-0000

Solid Fiber with Treated Surface	P/N
.025" Clear	89-3222-0000
.025" Grey	89-4222-0000
.030" Grey	89-4232-0000

## Archwire Protection Sleeves



Διαθέσιμο σε καρούλια των 3 m.

For Archwires up to .018"	P/N
Grey	89-4311-0000
Clear	89-3311-0000

For Archwires up to .021" x .027"	P/N
Grey	89-4321-0000
Clear	89-3321-0000

For .045" Archwires	P/N
Grey	89-4341-0000

# GC Orthodontics

## GLOBAL EXPERTS IN ORTHODONTICS

Τα καινοτόμα προϊόντα συγκόλλησης παρέχουν ένα επιπλέον πλεονέκτημα στην καθημερινότητα του ιατρού και αποτελούν για πολλά χρόνια το μέτρο σύγκρισης για όλα τα παρόμοια προϊόντα. Αναπτυγμένο από την GC Orthodontics στην Ιαπωνία τα συγκολλητικά μας και οι παράγοντες έχουν υποβληθεί σε εκτεταμένα τεστ έτσι ώστε να εγγυηθούμε αξεπέραστη δύναμη στην συγκόλληση μετάλλου, κεραμικού υλικού ή πλαστικού.



### GC Ortho **Connect™**

#### Λύση σε ένα βήμα

Μια μοναδική κόλλα για brackets χωρίς τη χρήση Primer.



### GC Fuji ORTHO

#### **BAND LC Paste Pak**

Η φωτοπολυμεριζόμενη υαλονομερής κονία για συγκόλληση δακτυλίων της GC Orthodontics.