

BRACKETS

Κορυφαία ποιότητα σε αχτύπητη τιμή

ΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ 1 BRACKET
ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΚΥΠΡΟ



ROYAL ECONOMY SS MINI BRACKETS
BR18SSR - BR22SSR

Bestseller

Άγκιστρο μίνι, υψηλής ακρίβειας, κατασκευασμένο με προδιαγραφές FDA Η.Π.Α. πλήρως προγραμματισμένο σε σύστημα Roth και MBT με πολύ χαμηλό προφίλ και λοξό άνω μέρος στους κάτω τομείς για ελαχιστοποίηση των απωλειών. Πολύ μικρό σε μέγεθος με hook σε κυνόδοντα και με ή χωρίς hook σε προγομφίους άνω/κάτω και βάση με πλέγμα mesh 80 gauze

Slot .018 & .022

Roth Prescription

Maxillary (upper)	Torque	Angulation	L/R	Mandibular (lower)	Torque	Angulation	L/R
U1	12	5	I. R	L1/L2	-1	2	I. R
U2	8	9	L. R	I.3	-11	5	L. R
U3	-2	11	L. R	L3 w/h at distal	-11	5	L. R
U3 w/h at distal	-2	11	I. R	L4	-17	0	I. R
U4	-7	0	L. R	I.5	-22	0	L. R
U5	-7	0	L. R	L4 /h at mesial	-17	0	L. R
U4/U5 w/h at mesial	-7	0	I. R	L5 w/h at mesial	-22	0	I. R

MBT Prescription

Maxillary	Torque	Angulation	L/R	Mandibular	Torque	Angulation	L/R
U1	17	4	L. R	L1/L2	-6	0	L. R
U2	10	8	L. R	L3	-6	3	L. R
U3	-7	8	L. R	L3 w/h at distal	-6	3	L. R
U3 w/h at distal	-7	8	L. R	L4	-12	0	L. R
U4	-7	0	L. R	L5	-17	0	L. R
U5	-7	0	L. R	L4 w/h at mesial	-12	0	L. R
U4 w/h at mesial	-7	0	L. R	L5 w/h at mesial	-17	0	L. R
U5 w/h at mesial	-7	0	L. R				

ROYAL-SUPREME ROTH SS MINI BRACKETS
BR18SSRS-BR22SSR


Μεταλλικό άγκιστρο υψηλής ποιότητας, με μόνιμη χρωματική κωδικοποίηση στην βάση και αποστρογγυλεμένα πτερύγια. Κατασκευασμένο με προδιαγραφές FDA Η.Π.Α. από ισχυρό κράμα ανοξείδωτου χάλυβα μεσαίο μεγεθος για να μη παραμορφώνεται. Προγραμματισμένο σε σύστημα Roth & MBT με χαμηλό προφίλ και λοξό άνω μέρος στους κάτω τομείς και βάση με πλέγμα mesh 80 gauze για ελαχιστοποίηση των απωλειών. Με hook σε κυνόδοντα και με ή χωρίς hook σε προγομφίους άνω κάτω.

Slot .018 & .022



ROYAL X-TREME SS MINI BRACKETS BR18SSXTR - BR22SSXTR

Αξεπέραστη σχέση ποιότητας/τιμής, κατασκευασμένα στην Κίνα από υψηλής ποιότητας ατσάλι προσφέρουν ανθικτικότητα συνδυασμένη με αυξημένη άνεση για τον ασθενή. Η βάση τους αποτελείται από πλέγμα 80 gauge, το οποίο χαρίζει τέλεια συγκόλληση. Διατίθενται σε σύστημα Roth & MBT.



STAINLESS STEEL BUTTONS

BUTTON ROUND FLAT BUTTSSRF

Με στρογγυλή και επίπεδη βάση.
Σε πακέτο των 10 τεμαχίων.



BUTTONS SS ROUND CONCAVE BUTTSSRC

Με στρογγυλή και καμπύλη βάση.
Σε πακέτο των 10 τεμαχίων.



BUTTON ELIPTICAL BUTSSIRF

Με οβάλ βάση.
Σε πακέτο των 10 τεμαχίων.



BUTTON WITH CHAIN BUTSSRCH

Με αλυσίδα για τους έγκλειστους.
Σε πακέτο των 10 τεμαχίων.



BUTTON EYELET & CLEAT ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΑΤΕΝΤΑΡΙΣΜΕΝΗ ΒΑΣΗ. ΓΙΑ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΗ ΣΥΓΓΟΛΛΗΣΗ ΣΤΟ ΔΟΝΤΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΙΟ ΠΕΡΙΕΡΓΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ.

EYELET ROUND FLAT BUTSSIMP

Με στρογγυλή και επίπεδη βάση.
Η ασφαλής λύση για τους έγκλειστους.
Σε πακέτο των 10 τεμαχίων.



BUTTON LINGUAL RINGS BUTSSIMPLR

Button σε σχήμα θηλιάς.
Σε πακέτο των 10 τεμαχίων.



CLEAT BONDABLE HOOK ROUND FLAT BUTHSS

Με στρογγυλή και επίπεδη βάση.
Σε πακέτο των 10 τεμαχίων.



BUTTONS (CERAMIC - PLASTIC)


BUTTON ROUND FLAT BUTPLRF / BUTCF

Με στρογγυλή και επίπεδη βάση.
Σε πακέτο των 10 τεμαχίων.




EYELET ROUND FLAT BUTPLIMP / BUTCRIMP

Με στρογγυλή και επίπεδη βάση.
Σε πακέτο των 10 τεμαχίων.
Η ασφαλής λύση για τους έγκλειστους.



BUTTON ROUND FLAT BUTPLRF / BUTCF

Με στρογγυλή και επίπεδη βάση. Η ασφαλής λύση για τους έγκλειστους.
Σε πακέτο των 10 τεμαχίων.



CLEAT BONDABLE HOOK ROUND FLAT BUTHPL / BUTHC

Με στρογγυλή και επίπεδη βάση.
Σε πακέτο των 10 τεμαχίων.



ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΑ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΟ ΖΑΦΕΙΡΙ


ROYAL MISO CRYSTAL CLEAR BRACKETS BR18SAR-BR22SAR

Κατασκευασμένα από 100% μονοκρυσταλλική αλουμίνα, είναι απολύτως διαφανή και ανθεκτικά. Οι αποστρογγυλεμένες γωνίες του slot μειώνουν τις τριβές στο ελάχιστο και το χαμηλό του προφίλ είναι συγκρίσιμο μόνο με τα μεταλλικά άγκιστρα. Η μικροαδροποιημένη του βάση του προσδίδει τέλεια συγκράτηση ενώ αφαιρείται εύκολα με την ειδική πένσα αφαίρεσης. Κατασκευάζονται στην Κορέα, είναι πλήρως προγραμματισμένα σε σύστημα Roth & έχουν hook σε κυνόδοντα άνω/κάτω.

Slot .018 & .022

Τιμή ROYAL-MISO CRYSTAL CLEAR Άγκιστρα

Τιμή ROYAL-MISO MEDIUM & MINI
CRYSTAL CLEAR Άγκιστρα



ΤΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ! ΙΔΑΝΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ

ROYAL-CUTE BRACKETS MINI
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΑΓΚΙΣΤΡΑ
OPEN (CUTE O)
CLOSED (CUTE C)




Σε δύο τύπους ανοικτό CUTE O και κλειστό CUTE C. Ο κύριος σκοπός αυτού του πάρα πολύ μικρού άγκιστρου είναι να διευκολύνει τον ορθοδοντικό σε περιπτώσεις που είναι αδύνατη η τοποθέτηση ενός κανονικού άγκιστρου. Π.χ. σε έγκλειστα δόντια, σε δόντια με στροφές και ελάχιστο χώρο για τοποθέτηση άγκιστρου, σαν έξτρα Hook στον κυνόδοντα για διαγναθικές ελαστικές δυνάμεις σε θεραπείες με γλωσσικά άγκιστρα & σαν tube ειδικά στην γλωσσική ορθοδοντική λόγω του πολύ μικρού μεγέθους του.

Σε πακέτο των 10 τεμαχίων



Μειωμένη τριβή

λόγω του ειδικά
σχεδιασμένου slot με
αποστρογγυλεμένες
 πλευρές.



ΠΕΝΣΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ / MISO ΑΓΚΙΣΤΡΩΝ

Ιδανική πένσα αφαίρεσης κεραμικών και ζαφειρένιων bracket. Επιτρέπει την αφαίρεση των κεραμικών και μονοκρυσταλλικών άγκιστρων χωρίς να τα σπάει. Τα άγκιστρα αφαιρούνται από το στόμα του ασθενή με τις ελαστικές προσδέσεις και το σύρμα επάνω τους.

