

# ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ

## ΑΔΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ PRIME DENTAL

Η αδροποίηση της Prime Dental χωρίς προσθήκη πυριτίου\* περιέχει 37% φωσφορικό οξύ για απόλυτη αδροποίηση τόσο επιφανειών οδοντίνης όσο και αδαμαντίνης. Το ιδανικό ιξώδες του, της επιτρέπει να μένει σταθερή σε κάθε οδοντική επιφάνεια και να μη ρεει ενώ ταυτόχρονα λόγω των φυσικών και χημικών της ιδιοτήτων μπορεί να διεισδίδει ακόμα και στις πιο μικρές εγκοπές. Στη συσκευασία των 50ml, συμπεριλαμβάνονται 4 μικρότερες σύριγγες για γέμισμα, καθώς και 50 βελόνες - ακροφύσια

\* (το πυρίτιο προσδίδει στην αδροποίηση αυξημένο ιξώδες μειώνοντας έτσι τη ρευστότητά της).



### ETCH GEL 7ml

Αδروποιητικός παράγοντας διαλύματος φωσφορικού οξέως 37% σε υγρή μορφή

## VLC FLOW COMP REF PRIME DENTAL

Θιξοτροπική λεπτόρευστη σύνθετη ρητίνη των 2γρ. Φωτοπολυμεριζόμενη, ακτινοσκιερή, με υψηλό ποσοστό ενισχυτικών ουσιών, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για πρόσθιες όσο και οπίσθιες αποκαταστάσεις κάθε ομάδας.

Διατίθεται στις εξής αποχρώσεις:  
A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C3, D4.



5+1 ΔΩΡΟ

## PIT & FISSURE SEALANT PRIME DENTAL

Είναι μια φωτοπολυμεριζόμενη ρευστή σύνθετη ρητίνη της Prime Dental του 1,5γρ. Περιέχει μεγάλο ποσοστό ουσιών που εξασφαλίζει μεγάλη αντοχή στην αποτριβή από τις μασητικές δυνάμεις και χρησιμοποιείται για εμφράξεις οπών και σχισμών. Έχει ιδανική ρευστότητα και απελευθερώνει φθόριο και μετά τον φωτοπολυμερισμό.



5+1 ΔΩΡΟ

## LIGHT CURE BONDING RESIN PRIME DENTAL

Φωτοπολυμεριζόμενος συγκολλητικός παράγοντας 7ml που απελευθερώνει φθόριο. Δημιουργεί ασύγκριτη ποιότητα συγκόλλησης σε αδαμαντίνη και οδοντίνη, και μπορεί να συνδυαστεί με οποιαδήποτε ρητίνη της αγοράς. Δεν είναι ευαίσθητος στην υγρασία.



## ΠΑΣΤΑ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ PRIME DENTAL

Η πάστα της Prime Dental είναι ένα μείγμα για στίλβωση και καθάρισμα που περιέχει φθοριούχο νάτριο. Δε λερώνει και ξεπλένεται πανεύκολα. Είναι διαθέσιμο σε βάζο των 100γρ και σε δύο αδρότητες, Medium και Coarse.

Γεύσεις: τσιχλόφουσκα, κεράσι, πορτοκάλι και βατόμουρο. Επίσης είναι διαθέσιμη και χωρίς φθόριο.



5+1 δωρο



# ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ

## ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΡΥΓΧΗ ΡΗΤΙΝΩΝ ΑΔΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διατίθενται σε τρία μεγέθη  
18, 22 και 25 gauge και σε  
πακέτο των 100 τεμαχίων.



## ΠΑΡΕΙΟΚΑΤΟΧΑ SOFT ROYAL

Τα νέα μαλακά παρειοκάτοχα  
της ROYAL έχουν ένα σύγχρονο  
και άνετο σχεδιασμό.  
Αποστειρώνονται σε αυτόκαστο  
κλίβανο έως 120°C.  
Διατίθενται σε χρώμα λευκό  
και σε τρία μεγέθη: Small, Medium, Large



## ΔΙΣΚΑΡΙΑ ΦΘΟΡΙΩΣΗΣ

Διαθέσιμα σε πακέτο των  
50 τεμαχίων και σε τρία μεγέθη  
Small, Medium, Large



## ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΕΤΣΕΤΟΚΑΤΟΧΟ

Διαθέσιμο σε χρώμα  
κίτρινο, μπλε, πράσινο και άσπρο



## ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΑ ΔΙΣΚΑΡΙΑ DENTSPLY SIRONA

Πλαστικά αποτυπωτικά δισκάρια  
με ανατομικά διαμορφωμένα  
πτερύγια για καλύτερη κάλυψη  
των δοντιών χωρίς να  
τραυματίζουν.



## ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΑ ΔΙΣΚΑΡΙΑ ROYAL

Πλαστικά διάτρητα αποτυπωτικά  
δισκάρια για αλγινικό.  
Έχουν ανατομικό  
σχήμα & καθαρίζονται εύκολα.



Σε πέντε μεγέθη χρωματικά  
κωδικοποιημένα.  
Κίτρινο (μεγάλο), πράσινο (μεσαίο),  
μπλε (μικρό), πορτοκαλί (παιδικό  
μεσαίο) & κόκκινο (παιδικό μικρό)

Σε 4 μεγέθη παιδικό, small, medium & big.  
Υπάρχουν και σε μισή γνάθου για  
αποτύπωση μίας πλευράς.

## ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΑ ΔΙΣΚΑΡΙΑ ROYAL

Αποτυπωτικά δισκάρια που έχουν  
στρογγυλεμένες και λείες άκρες.  
Έχουν επιπλέον εσωτερικές εσωχές  
και κατακόρυφες οπές που αυξάνουν  
την κατακράτηση του υλικού. Διατίθενται σε Upper  
και Lower σε χρώμα λευκό και σε 8 μεγέθη για να  
ταιριάζουν καλύτερα σε κάθε ασθενή.  
Αποστειρώνονται σε αυτόκαυστο κλίβανο έως 137°C.



ΚΛΙΒΑΝΙΖΟΜΕΝΑ

## ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΠΟΤΥΠΩΤΙΚΑ ΔΙΣΚΑΡΙΑ ROYAL

Μεταλλικά αποτυπωτικά δισκάρια που  
έχουν στρογγυλεμένες και λείες άκρες.  
Έχουν επιπλέον εσωτερικές εσωχές και  
κατακόρυφες οπές που αυξάνουν την  
κατακράτηση του υλικού. Διατίθενται  
σε Upper και Lower και σε 5 μεγέθη  
για να ταιριάζουν καλύτερα σε κάθε ασθενή.



ΚΛΙΒΑΝΙΖΟΜΕΝΑ

## ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ALL CLEANER LASCOD

Καθαρίστε τα εργαλεία και τα αποτυπωτικά δισκάρια  
με το υγρό ή την σκόνη All Cleaner της Lascod.  
Έυκολα στην χρήση με άρωμα μέντας, βιοδιασπώμενα και φιλικά  
προς το περιβάλλον

## ΣΚΟΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ALL CLEANER LASCOD



# ΑΛΓΙΝΙΚΑ LASCOD



Working time (23°) including mixing time	1' 45"
Minimum time in mouth (37°)	30"
Reproduction of details (μm)	20
Elastic recovery (%)	95.5
Dimensional stability	168 h
Flavour	spearmint
Colour	white



Purple phase: mixing  
Pink phase: impression tray loading  
White phase: insertion in mouth



Working time (23°) including mixing time	1' 45"
Minimum time in mouth (37°)	30"
Reproduction of details (μm)	20
Elastic recovery (%)	96.2
Dimensional stability	168 h
Flavour	mint
Colour	green



Purple phase: mixing  
Cyclamen phase: impression tray loading  
Green phase: insertion in mouth



Working time (23°) including mixing time	1' 45"
Minimum time in mouth (37°)	30"
Reproduction of details (μm)	15
Elastic recovery (%)	96.2
Dimensional stability	168 h
Flavour	strawberry
Colour	pink

## ΑΡΩΜΑ ΑΛΓΙΝΙΚΟΥ ROYAL

Αρωμα αλγινικού σε διάφορες γεύσεις



## ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ROYAL

Πλαστική σπάθη ανάμειξης αλγινικού. Σε δύο τύπους. Αριστερά καμπύλη μόνο από την μία πλευρά & δεξιά καμπύλη και από τις δύο πλευρές.



## ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ROYAL

Ανοξείδωτη σπάθη αναμείξεως αλγινικού με ξύλινη λαβή σε δύο μεγέθη : Μεγάλη: 21,5cm και Μικρή: 20,5cm





# ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ

## ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ BLUEIDENT POWER PEN cordless

Wavelength range	410 - 490 nm
Curing mode - Timer	RAMP - 10/20/30 sec. Sound signal every 10 sec.
Light intensity	up to 1100 mW/sq.cm
Weight / Length of handpiece	100 g / 145 mm
Battery	Li-Ion 3.7 V, 800 mAh
Holder	Included



Multiple Colors - Plastic Option

Aluminium Color - Option



## SMART XPRESS

**3** seconds  
POLYMERISATION

### BLUEIDENT SMART XPRESS

Wavelength range	410 - 490 nm
Curing mode - Timer	HYPER - 3/6/9 sec. / 1 sec. pause RAMP / Standard - 10/20/30 sec.- 3sec. soft start PULSE - 10/20/30 sec. LONG - 1-9 min
Light intensity	HYPER - up to 3500 mW/sq.cm RAMP, PULSE, LONG - up to 1500 mW/sq.cm
Weight / Length of handpiece	260 g / 235 mm
Battery	Li-Ion 3.7 V, 2600 mAh (up to 4000 sec. work)
Light intensity tester	Option

# ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ



## WOODPECKER i-LED

The woodpecker iLED curing light is ergonomically designed to fit comfortably in the user's hand.

Using a constant power output this light has two programme settings:

P1 - Turbo Mode - Light intensity 2300 - 2500 mw/cm<sup>2</sup> for 1 - 3 second cures.

P2 - Normal Mode - Light intensity 1000 - 1200mw/cm<sup>2</sup> for 5 - 20 second cures.

With the Turbo mode the light has a cure time of 1 second for 2mm of resin, with light intensity of up to 2300mw/ cm<sup>2</sup>

It also features a 360° fully rotatable head, disposable covers and a rechargeable lithium battery.

Ergonomic design

1 second cure for 2mm of resin

360° fully rotatable head



## MICRO ETCHER BIOART MBLAST

Εργαστηριακό μηχάνημα αμμοβολής το οποίο προσαρμόζεται εύκολα στο Unit της οδοντιατρικής έδρας με αντάπτορα Midwest & Borden. Με αντάπτορα για quick coupling σε καλώδιο αέρα από το κομπρεσσερ. Καθαρίζει και αδροποει άγκιστρα ή δακτυλίου και όλες τις οδοντικές επιφάνειες.

Πωλείται με ένα ή δύο κλιβανιζόμενα άκρα, το ένα με γωνία 90 (μοιρών) και το δεύτερο με γωνία 138 (μοιρών) και τα δύο κατάλληλα για χρήση οξειδίου του αλουμινίου από 50 έως 90μm.



## LUPE BIOART

Μεγεθυντικά γυαλιά εργασίας με μαλακή ζώνη. Προσαρμόζονται εύκολα σε κάθε κεφάλι και είναι πολύ αναπαυτικά.

Σε δύο τύπους με μεγέθυνση x 2,5 ή x 3,5 φορές.



## ANTI-LASER GLASSES PRGLASS.

Προστατευτικά γυαλιά





# ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

## ΚΑΤΟΠΤΡΑ

Οδοντιατρικά κάτοπτρα σε δύο μεγέθη:

#4 (22mm) , #5 (24mm)

και σε τρεις τύπους:

A. Κανονικό είδωλο Plain,

B. Με μεγέθυνση ειδώλου Magnifying

C. Πρόσθιας επικάλυψης (δεν

δημιουργεί διπλό είδωλο)

Front Surface.




## ΛΑΒΕΣ ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ

Λαβές οδοντιατρικών κατόπτρων

A. PHMIR5

B. PHMIR7

C. PHMIR8




PMIR

## ΚΟΧΛΥΑΡΙΑ ΟΔΟΝΤΙΝΗΣ

Κοχλύαρια οδοντίνης σε δύο τύπους:

A. PEXC173

B. PEXCAV2



## ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΜΑΓΑΛΜΑΤΟΣ


Εργαλεία αμαγάματος σε τέσσερις τύπους:

A. PMALG2

B. PFILNSTBL3

C. PMASM2

D. PFILNSTBLFL



## ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΡΕΣ


Ανιχνευτήρες σε τέσσερις τύπους:

A. PSONR

B. PSONS

C. PSON4

D. PSON7




## BONE FILES BONE CURETTES

Bone File - A

Bone Curette - B

A. PBONEFILW2

B. PBONECUR3




## ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΕΣ ΜΥΛΕΣ

Με χρωματική κωδικοποίηση μέτρησης βάθους σε στάδια:

A. PPERIO3STEP

B. PPERIO




## ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Περιοδοντικά εργαλεία σε δύο τύπους

A. PERCUR2R2L

B. TGCHISEL



# ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ


## ΒΑΜΒΑΚΟΛΑΒΙΔΕΣ

A.PCPL5  
B.PCPL16  
C.PCPL



## CEMENT SPATULAS


A.PZEPS  
B.PCM340  
C.PZEPLF  
D.PZEPL  
E.PZEPLB



## ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΚΕΡΙΟΥ

Μαχαιρίδια διαμόρφωσης κεριών

A.PLCRS  
B.PLCRM  
C.PLCRB  
D.PWAPLB  
E.PWAPLS



## ΣΠΑΘΕΣ HEIDMAN

Σπάθες αναμίξεως και τοποθέτησης κονίας δακτυλίων τύπου Heidemann


A.PHEIDB  
B.PHEID  
C.PHEIDS



## RUBBER DAM INSTRUMENTS


Εργαλεία για ελαστικό απομονωτήρα

A.PBREWER  
B.PAINSW



## ΨΑΛΙΔΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ

A.PSCICL  
B.PSCICLC



## RUBBER DAM CLAMPS

Δακτύλιοι απομονωτήρα


A.PRUBDUMCL201  
B.PRUBDUMCL204  
C.PRUBDUMCL207



# ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ


## ΨΑΛΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΤΕΦΑΝΕΣ

A.PCRSCI  
B.PCRSCIC  
C.PCRSCUNI




## ΠΑΡΕΙΟΚΑΤΟΧΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ

A.PMGAS  
B.PMGAGB



## ΣΥΡΙΓΓΕΣ CARTIDGE


A.PSYR  
B.PSYRS



## CROWN REMOVERS


Εργαλεία αφαίρεσης στεφανών

CROWNR



## MATRIX RETAINERS

A.PMATRS  
B.PMATR



## ΠΑΧΥΜΕΤΡΑ

A.IWANSON  
B.BOLEY

